

Сравнительный анализ стоматологических установок производителей из Бразилии.

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика					
Компании	GNATUS	KAVO	KAVO	DABI	OLSEN
Стоматологическое кресло	Syncrus GLX	Amadeus 1077	Klassis	Gala	Infinity
Резиновое покрытие	si	na	na	na	na
Стабильное основание без крепления к полу, массивная сталь и антикоррозийная обработка.	si	na	na	op	na
Ножное управление с индикацией движений стоматологического кресла и яркости, эргономично, многофункционально и интегрировано.	si	na	na	na	na
Эргономичная рукоятка для транспортировки, облегчающая перемещение.	si	si	si	na	na
Система пюстера, позволяющая сбросить воздушный поток при остановке турбины	si	na	si	op	na
Автоматическое начальное положение	si	si	si	si	si
Программируемое рабочее положение	si-2 положения	si-2 положения (3 op)	si-3 положения	si-3 положения	si-3 положения
Система регулировки положения Тренделембурга	si	si	si	na	si
Аварийная остановка	si	na	na	na	na
Предотвращающее устройство безопасности у основания	si	na	si	na	na
Положение для сплёвывания и последнее положение	si	na	na	op	si
Включение стоматологического светильника при помощи интегрированного ножного устройства	si	si	si	si	si
Синхронизированные движения	si	na	na	na	na
Система подъема с двигателем постоянного тока с плавным пуском	si	si	si	si	si
Максимальный подъем кресла 900 мм	si	na	na	na	na
Обивка подголовника с круглыми краями, устойчивыми к ударам	si	na	na	na	na
Центральное крепление подголовника к креслу	si	si	si	na	si
Источник питания с регулируемым различным выходным напряжением	si	na	na	na	na
Анатомический, с биологической формой съемный подголовник	si	si	si	si	si
Подголовник с закругленными краями	si	si	si	si	si
Спинка с системой легкой фиксации	si	na	na	na	na
Левостороннее и правостороннее положение	si	si	si	si	si
Биосистема	si	na	si	na	na
Подлокотники – 1 фиксированный и 1 не фиксированный	si	na	si	op	si
Сертификат продукции CE-0499	si	si	si	si	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика				
Компании	GNATUS	KAVO	DABI	OLSEN
Стоматологическое кресло	Syncrus GL	Unik	Croma	Siena
Резиновое покрытие	si	na	na	na
Устойчивое основание без крепления к полу	si	na	si	na
Эргономическое многофункциональное ножное управление	si	na	na	na
Автоматическое начальное положение	si	si	si	si
Программируемое рабочее положение	si-2 положения	si-2 положения	si-3 положения	si-3 положения
Аварийная остановка	si	na	si	na
Включение стоматологического светильника при помощи интегрированного ножного привода с регулировкой двух типов интенсивности освещения	si	si-3 положения	si-4 положения	si
Подъемная система с двигателем постоянного тока	si	si	si	si
Максимальный подъем кресла 900 мм	si	na	na	na
Центральное крепление подголовника к спинке	si	na	si	si
Источник питания с регулируемым различным выходным напряжением	si	si	si	si
Подголовник с биологической формой	si	si	si	na
Анатомическая обивка без швов	si	si	si	si
Подголовник с закругленными краями	si	si	si	si
Левостороннее и правостороннее положение	si	si	si	si
Фиксированный подлокотник (2)	si	si-1 не фиксированный	op	si
Сертификация продукции CE-0499	si	si	si	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	GNATUS	D700
Стоматологическое кресло	Syncrus	D700
Резиновое покрытие	si	na
Эргономическая транспортная рукоятка	si	na
Автоматическое начальное положение	si	si
Подъемный механизм с двигателем постоянного тока	si	si
Максимальный подъем кресла 900мм	si	na
Центральное крепление подголовника к креслу	si	na
Источник питания с переключателем между двумя типами выходного напряжения	si	na
Подголовник биологической формы	op	si
Анатомическая обивка без швов	si	si
Левостороннее и правостороннее положение	si	si
Фиксированные подлокотники (2)	op	op

Компании	GNATUS	KAVO	KAVO	OLSEN	OLSEN
Блок врача	Syncrus HLX FULL	Klassis S	Amadeus TK	Infinity PRO	Infinity Cross Flex
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si	si	si	si	si
Шприц-пистолет и два терминала для высокоскоростных наконечников с волоконной оптикой	si	op	op	si (1 терминал)	si (1 терминал)
Один терминал для пневматического низкоскоростного наконечника	si	op	op	na	na
Биосистема	si	si	si	na	na
Поворотная ручка и пневматический замок	si	si	si	si	si
Полупрозрачный резервуар для воды	si	si	na	na	na
Прибор просмотр рентгеновских снимков и светодиодная лампа	si	si	op	si	si
Манометр с диапазоном от 0 до 100 фунта на квадратный дюйм	si	na	na	na	na
Перемещение ножного привода на панели ножного управления	si	si	na	si	si
Подача воды в раковину (программируемая)	si	si	na	si	si
Наполнитель стакана воды (программируемый)	si	si	si	si	si
Положение плевательницы и последнее положение	si	si	na	si	si
Фиксация стоматологического кресла с индикатором освещения	si	na	na	na	na
Главный выключатель	si	na	na	na	na
Возможность использования как правшами, так и левшами	si	na	na	na	na
Электрический низкоскоростной наконечник	si	op	op	si	si
Светодиодная светополимеризационная лампа	op	si	na	op (водный блок)	op (водный блок)
Пьезоэлектрический скейлер с частотой 30,000 Гц	si	op	op	si	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компания	GNATUS
Блок врача	Syncrus HX GLX line
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si
Шприц-пистолет и два терминала для высокоскоростных наконечников с волоконной оптикой	si
Один терминал для пневматического низкоскоростного наконечника	si
Биосистема	si
Поворотная ручка и пневматический замок	si
Полупрозрачный резервуар для воды	si
Прибор просмотр рентгеновских снимков и светодиодная лампа	si
Манометр с диапазоном от 0 до 100 фунта на квадратный дюйм	si
Перемещение ножного привода на панели ножного управления	si
Блокировка движения	si
Подача воды в раковину (программируемая)	si
Наполнитель стакана воды (программируемый)	si
Положение плевательницы и последнее положение	si
Фиксация стоматологического кресла с индикатором освещения	si
Главный выключатель	si
Возможность использования как правшами, так и левшами	si
Светодиодная светополимеризационная лампа	op
Пьезоэлектрический скейлер с частотой 30,000 Гц	op

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	GNATUS	DABI
Блок врача	Syncrus HX PAD Inova line	Hasteflex 200
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si	si
Шприц-пистолет и два терминала для высокоскоростных наконечников с волоконной оптикой	si	si (01 терминал)
Один терминал для пневматического низкоскоростного наконечника	si	si
Биосистема	si	op
Поворотная ручка и замок, пневматический	si	si
Полупрозрачный резервуар для воды	si	na
Прибор просмотр рентгеновских снимков и светодиодная лампа	si	op
Манометр с диапазоном от 0 до 100 фунта на квадратный дюйм	si	na
Перемещение ножного привода на панели ножного управления	si	op
Подача воды в раковину (программируемая)	si	na
Наполнитель стакана воды (программируемый)	si	op
Положение плевательницы и последнее положение	si	na
Главный выключатель	si	na
Возможность использования как правшами, так и левшами	si	na
Светодиодная светополимеризационная лампа	op	op (водный блок)
Пьезоэлектрический скейлер с частотой 30,000 Гц	op	op

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	GNATUS	DABI
Блок врача	Syncrus HS Inova line	Hasteflex 200 UP
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si	si
Шприц-пистолет и два терминала для высокоскоростных наконечников с волоконной оптикой	si	si (01 терминал)
Один терминал для пневматического низкоскоростного наконечника	si	si
Биосистема	si	na
Поворотная ручка и замок, пневматический	si	si
Полупрозрачный резервуар для воды	si	na
Прибор просмотр рентгеновских снимков и светодиодная лампа	si	si
Возможность использования как правшами, так и левшами	si	na
Светодиодная светополимеризационная лампа	op	op
Пьезоэлектрический скейлер с частотой 30,000 Гц	op	op

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	GNATUS	KAVO	DABI	OLSEN
Блок врача	Syncrus GLX F (6T)	Klassis T	Galla Techno 200 UP	Infinity
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si	si	si	si
Шприц-пистолет и два терминала для высокоскоростных наконечников с волоконной оптикой	si	si	только 01 borden	si (01 терминал)
Один терминал для пневматического низкоскоростного наконечника	si	si	si	si
Биосистема	si	si	op	na
Поворотная ручка и замок, пневматический	si	si	si	si
Полупрозрачный резервуар для воды	si	na	si	na
Прибор просмотр рентгеновских снимков и светодиодная лампа	si	si	op	si
Манометр с диапазоном от 0 до 100 фунта на квадратный дюйм	si	na	na	na
Перемещение ножного привода на панели ножного управления	si	si	op	na
Подача воды в раковину (программируемая)	si	si	op	si
Наполнитель стакана воды (программируемый)	si	si	op	si
Положение плевательницы и последнее положение	si	na	na	na
Фиксация стоматологического кресла с индикатором освещения	si	na	na	na
Главный выключатель	si	na	na	na
Использование обеими руками для целей лечения (как правшами, так и левшами), а также центральное положение	si	боковой	боковой	боковой
Светодиодная светополимеризационная лампа	si	si	op	op
Пьезоэлектрический скейлер с частотой 30,000 Гц	si	op	op	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	GNATUS	KAVO	DABI	OLSEN
Блок врача	Syncrus LSF PAD	Amadeus TK	Techno V	Infinity
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si	si	si	si
Шприц-пистолет и два терминала для высокоскоростных наконечников с волоконной оптикой	si	si (01 терминал)	si (01 терминал)	si (01 терминал)
Один терминал для пневматического низкоскоростного наконечника	si	si	si	si
Биосистема	si	op	na	na
Поворотная ручка и замок, пневматический	si	si	si	si
Полупрозрачный резервуар для воды	si	na	si	na
Прибор просмотр рентгеновских снимков и светодиодная лампа	si	op	si	si
Манометр с диапазоном от 0 до 100 фунта на квадратный дюйм	si	na	na	na
Перемещение ножного привода на панели ножного управления	si	na	op	na
Подача воды в раковину (программируемая)	si	na	op	na
Наполнитель стакана воды (программируемый)	si	si	na	na
Положение плевательницы и последнее положение	si	na	na	na
Главный выключатель	si	na	na	na
Возможность использования как правшами, так и левшами	si	боковой	боковой	боковой
Светодиодная светополимеризационная лампа	op	op	op	op
Пьезоэлектрический скейлер с частотой 30,000 Гц	op	na	op	is

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	GNATUS	KAVO	DABI	OLSEN
Блок врача	Syncrus LSF	Unik Komfort	Techno V	Siena Flex
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si	si	si	si
Шприц-пистолет и два терминала для высокоскоростных наконечников с волоконной оптикой	si	si	si	si
Один терминал для пневматического низкоскоростного наконечника	si	na	na	na
Прибор просмотр рентгеновских снимков и светодиодная лампа	si	si	op	si
Возможность использования как правшами, так и левшами	si	na	na	na
Светодиодная светополимеризационная лампа	op	op	op	op
Пьезоэлектрический скейлер с частотой 30,000 Гц	op	na	op	op
Система снятия налета высокоскоростным потоком соды	op	op	op	op

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	GNATUS	KAVO	OLSEN
Блок врача	Syncrus SF	Unik TS	Siena EX
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si	si	si
Поворотная ручка и пневматический замок	si	si	si
Полупрозрачный резервуар для воды	si	na	na
Прибор просмотр рентгеновских снимков и светодиодная лампа	si	na	op
Возможность использования как правшами, так и левшами	si	na	na
Светодиодная светополимеризационная лампа	op	op	op
Пьезоэлектрический скейлер с частотой 30,000 Гц	op	na	op
Система снятия налета высокоскоростным потоком соды	op	op	op

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	GNATUS	KAVO	DABI	OLSEN
Блок врача	Syncrus LSC	Unik Cart	Techno Cart	Siena Cart
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si	si	si	si
Полупрозрачный резервуар для воды	si	na	si	na
Прибор просмотр рентгеновских снимков и светодиодная лампа	si	na	op	op
Центральная ручка	si	na	na	na
Светодиодная светополимеризационная лампа	op	op	op	op
Пьезоэлектрический скейлер с частотой 30,000 Гц	op	na	op	op
Система снятия налета высокоскоростным потоком соды	op	op	op	op

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	GNATUS	KAVO	DABI	OLSEN
Блок врача	Artus SF	Klinik TS	Croma T5	Siena EX
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si	si	si	si
Один терминал для высокоскоростных наконечников бормашинок с волоконной оптикой	si	si	si	si
Один терминал для пневматических низкоскоростных наконечников бормашинок	op	si	na	na
Система снятия налет высокоскоростным потоком соды	op	op	op	op
Светодиодная светополимеризационная лампа	op	op	op	op
Биосистема	op	op	na	na
Опора наконечника для бормашины для индивидуального пневматического запуска	si	si	na	si
Полупрозрачные резервуар для наконечников бормашины	si	na	na	na

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	GNATUS	KAVO	DABI	OLSEN	D700
Блок врача	Artus C	Klinik Cart	Croma T5 Cart	Siena Cart	D700
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si	si	si	si	si
Один терминала и аэратор для высокоскоростных наконечников бормашин с волоконной оптикой	si	si	si	si	si
Один терминал и аэратор для пневматических низкоскоростных наконечников бормашин	op	si	si	si	si
Система снятия налет высокоскоростным потоком соды	op	op	op	na	op
Светодиодная светополимеризационная лампа	op	op	op	op	op
Биосистема	op	op	na	op	na
Опора наконечника для бормашины для индивидуального пневматического запуска	si	si	na	op	na
Полупрозрачные резервуар для наконечников бормашины	si	na	na	op	na

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	GNATUS	KAVO	DABI	OLSEN
Гидроблок	Syncrus Alcance (GLX line)	Klassis	Techno 200	Infinity
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si	si	si	si
2-ой отсос BV или venturi	si	si	op	si
Светодиодная светополимеризационная лампа	op	op	op	op
Биосистема	si	si	na	na
Полупрозрачный резервуар для воды	si	na	si	na
Съемные и стерилизуемые в автоклаве трубки из нержавеющей стали	si	na	na	na
Система регулировки подачи воды в наполнитель стакана и раковину.	si	na	si	si
Раковина со сливным фильтром, удерживающим твердые частицы.	si	si	si	si
Положение плечательницы	si	na	si	na
Поворот на 90°	si	si	si	si
Устройство экстренной остановки стоматологического кресла	si	na	si	na

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика				
Компании	GNATUS	KAVO	DABI	OLSEN
Гидроблок	Syncrus L Alcance (Inova line)	Amadeus	Techno 200	Infinity Cross Flex
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	si (3T)	op	si	si
2-ой отсос BV или venturi	si	si	op	si
Светодиодная светополимеризационная лампа	op	op	op	op
Биосистема	op	op	na	na
Полупрозрачный резервуар для воды	si	na	si	na
Съемные и стерилизуемые в автоклаве трубки из нержавеющей стали	si	na	na	na
Система регулировки подачи воды в наполнитель стакана и раковину.	si	na	si	si
Раковина со сливным фильтром, удерживающим твердые частицы.	si	si	si	si
Положение плевательницы	si	na	si	na
Поворот на 90°.	si	Только на 45°	si	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика					
Компании	GNATUS	KAVO	DABI	OLSEN	D700
Гидроблок	Syncrus L	Unik	Versátil	Siena	D700
3-х функциональный шприц-пистолет с вращающейся головкой, съемной и стерилизуемой в автоклаве	op	op	si	si	si
2-ой отсос BV или venturi	op	op	op	op	op
Светодиодная светополимеризационная лампа	op	op	na	na	na
Биосистема	si	na	si	na	na
Полупрозрачный резервуар для воды	si	si	si	si	si
Съемные и стерилизуемые в автоклаве трубки из нержавеющей стали	si	na	na	na	na
Система регулировки подачи воды в наполнитель стакана и раковину.	si	na	si	na	na
Раковина со сливным фильтром, удерживающим твердые частицы.	si	si	si	si	si
Поворот на 90°.	si (линия Inova)	Только на 45°	si	si	na
Устройство экстренной остановки стоматологического кресла	si (линия Inova)	na	si	na	na

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика	
Компании	GNATUS
Стоматологический светильник	5 светодиодов
Яркость 30.000/35.000 ЛЮКС (светодиоды)	si
Белый и холодный свет	si
Срок службы до 100.000 часов	si
Двойная рукоятка для обеих рук	si
Свободный поворотный контакт отсутствие внешней проводки	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика		
Компании	GNATUS	DABI
Стоматологический светильник	3 светодиода	Bellaggio 3 светодиода
Яркость	12.000/25.000 люкс	6.000 - 22.000 люкс
Белый и холодный свет	si	si
Срок службы	100.000 ч	до 60.000 часов
Двойная рукоятка для обеих рук	si	si
Свободный поворотный контакт отсутствие внешней проводки	si	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика	
Компании	GNATUS
Стоматологический светильник	3 светодиода
Яркость	12.000/20.000 люкс
Белый и холодный свет	si
Срок службы до 100.000 часов	si
Двойная рукоятка для обеих рук	si
Свободный поворотный контакт отсутствие внешней проводки	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика serial item / na = not available / op = optional				
Компании	Gnatus	KAVO	Dabi	Olsen
Стоматологический светильник	Persus	UNIK	Reflex LD	Concept
Яркость	si (от 14.000 до 20.000)	si (от 6.000 до 22.000)	si (от 6.000 до 22.000)	si (от 16.000 до 24.000)
Двойная рукоятка для обеих рук	si	si	si	si
Свободный поворотный контакт отсутствие внешней проводки	si	si	si	si

Компании	Gnatus	Dabi
Стул стоматолога	Syncrus TOP	Ergorelax Premium
Газовый механизм привода сидения	si	si
Наклон спинки	si	si
Сидение с движением вниз из предыдущей позиции	si	si
Опорное кольцо для ног	si	na
Регулировка спинки по высоте	si	si
Регулировка спинки вперед/назад	si	si
Анатомическая форма спинки в форме раковины	si	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	Gnatus	Kavo	Dabi	Olsen
Стул стоматолога	Syncrus GLX	Klassis	Ergorelax	Anti Stress Stool
Газовый механизм привода сидения	si	si	si	si
Газовый привод наклона спинки	si	si	si	si
Сидение с движением вниз из предыдущей позиции	si	si	si	na
Регулировка спинки по высоте	si	si	si	na
Регулировка спинки вперед/назад	si	si	si	na
Анатомическая форма спинки в форме раковины.	si	na	si	na

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	Gnatus	Kavo	Dabi	Olsen
Стул стоматолога	Syncrus GLX-R	Fisiomocho L	Basic Ergorelax	Anti Stress Stool
Газовый механизм привода сидения	si	si	si	si
Газовый привод наклона спинки	si	si	si	si
Сидение с движением вниз из предыдущей позиции	si	si	si	na
Регулировка спинки по высоте	si	si	si	na
Регулировка спинки вперед/назад	si	na	si	na

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	Gnatus	Kavo	Dabi	Olsen	MZ
Стул стоматолога	Syncrus GL	Fisiomocho SN	Ergofix	Synchronized	Gas
Газовый механизм привода сидения	si	si	si	si	si
Наклон спинки	na	si	na	na	si
Сидение с движением вниз из предыдущей позиции	si	si	si	na	si
Движущаяся вперед/назад спинка	si	si	na	na	si
Анатомическая форма спинки в форме раковины.	si	na	si	na	na

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компании	Gnatus	Kavo	Dabi	D700
Стул стоматолога	Syncrus	Klinik	Basic Ergofix	D700
Газовый механизм привода сидения	si	si	si	si
Наклон спинки	na	si	na	na
Сидение с движением вниз из предыдущей позиции	si	si	si	si
Движущаяся вперед/назад спинка	si	si	na	na

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика				
Компания	GNATUS	BRASPUMP	Schuster	Schuster
Вакуумный насос	Bio Vac 2	TurboLight	Suctron Pratic	Suctron Eletronic Plus
Мощность 1/2 л/с	si	si	na (0,3 л/с)	si
Максимальный вакуум 400 мм/рт. ст.				
Изготовлен из высокопрочных материалов	si	si	si	si
Камера рециркуляции воды	si	na	na	na
Фильтр отделения мусора	si	si	si	si
Высасывающая труба канализационного выпуска	si	na	si	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика						
Компания	GNATUS	DABI	BRASPUMP	ACME	Schuster	Schuster
Вакуумный насос	Bio Vac 4	Ciclone	Turbo Vac	Turbo4	Suctron Eletronic	Suctron Premium
Мощность 1 л/с	si	si	si	si	si	si (1,5 л/с)
Максимальный вакуум 550 мм/рт. Ст.	si	si	si			
Изготовлен из высокопрочных материалов	si	si	si	si	si	si
Камера рециркуляции воды	si	na	na	na	na	na
Фильтр отделения мусора	si	si	si	si	si	si
Высасывающая труба канализационного выпуска	si	si	si	si	si	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика									
Компания	GNATUS	DABI	DMC	CLEAN LINE	MZ	MM OPTICS	ALT	KAVO	BIOART
Светополимеризационная и отбеливающая лама (светодиоды)	Optilight LD Max	Ultraled XP	Ultrablue Plus	Light 3000	MZ LED	LEC Plus	Altлюкс L	Poly 600	Биолюкс Standard
Свет							si	si	si
Спектрально более избирательный, чем в обычной лампе и с длиной волны 470 нм посредством светодиодов мощностью 3 ватта	si	si	si	si	si (5 Ватт)	si			
Световод	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Изготовлен из особого полимера									
Конец световода для отбеливания зубов (3 зуба)	si	op	op	na	op	na	na	na	si
Защитные очки	si	na	si (2 набора защитных очков)	si	si	si	si	si	si
Элементы управления на рукоятке	si	si	na	si	si	si	si	si	si
Максимальное время использования 90 сек.	si	si	na	na	si	si	si	si	si
Корпус ручки	si	na	na	si	si	si	si	op	si
Регулируется под держатель наконечника									
Основное устройство (корпус)	si	si	si	na	na	si	na	si	si
Оборудование для процедуры отбеливания зубов	si	si	si	na	si	si	si	si	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика						
Компания	GNATUS	DABI	MZ	MM OPTICS	KAVO	BIOART
Светополимеризационная и отбеливающая лама (светодиоды)	Max	DB 686	Wireless Light	LEC Prime WL	Poly 600 Wireless	Биолюкс Plus
Свет			si (5 Ватт)	si	si	si
Спектрально более избирательный, чем в обычной лампе и с длиной волны 470 нм посредством светодиодов мощностью 3 ватта	si	si				
Световод	si	si	si	si	si	si
Изготовлен из особого полимера						
Конец световода для отбеливания зубов (3 зуба)	si	op	op	op	op	si
Защитные очки	si	na	si	si	si	si
Элементы управления на рукоятке	si	si	si	si	si	si
Максимальное время использования 90 сек.	si	na	si	si	si	si
Корпус ручки	si	na	na	si	na	na
Регулируется под держатель наконечника						
Основное устройство (корпус)	si	si	si	si	si	si
Оборудование для процедуры отбеливания зубов	si	si	si	si	si	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компания	GNATUS	DABI
Устройство для снятия зубного камня	Jet Sonic BP	Profi Class
Пьезоэлектрический скейлер с частотой в 30,000 Гц	si	si
2 особых покрытия из эластомера, съемных и стерилизуемых в автоклаве	si	si
Потенциометр	si	si
Обратная связь	si	na
Перистальтический насос	si	si
Перио/эндо/снятие зубного камня	si	si
Насадка для высокоскоростного смыва содой, съемная и стерилизуемая в автоклаве	si	si
Механизм дистанционного управления точной подачи воздуха и воды	si	si
Особые вкладыши для выглаживающей обработки основания зуба (корня зуба)	op	si
Вкладыши 3 типов	si	na
Дополнительные вкладыши 11 типов	op	na
Используется в эндодонтологии, перидонтологии, стоматологии, протезировании, небольшом съеме и на протезах.	si	si
Автоматическая подача содового раствора	si	na
Имеется передвижная версия	si	op
Имеется вариант только для снятия зубного камня	si	op

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика								
Компания	GNATUS	DABI	DMC	KONDORTEC	Cristófoli	Schuster	Odontomedics	Kavo
Устройство для снятия зубного камня	Jet Sonic	Profi Neo	Laxys Pro II	Scaler Jet	Ortusonic	JET LAXIS SONIC	Odonto Sonic	UltraProhy
Пьезоэлектрический скейле с частотой в 30,000 Гц	si	si	si	si (29.000) Гц	si (31 кГц)	si	si	si
2 особых покрытия из эластомера, съемных и стерилизуемых в автоклаве	si	si	na	na	si (01 capa)	na	si (01)	na
Потенциометр	si	si	si	na	na	na	si	si
Обратная связь	si	na	na	na	na	na	na	na
Перистальтический насос	na	si	na	na	na	na	na	na
Перио/эндо/снятие зубного камня	si	na	si	na	si	si	si	na
Насадка для высокоскоростного смыва содой, съемная и стерилизуемая в автоклаве	si	si	na	na	si	si	si	si
Механизм дистанционного управления точной подачи воды	si	na	na	na	na	si	si	si
Вкладыши 3 типов	si	na	si	na	si	na	si	si (4)
Дополнительные вкладыши 11 типов	op	na	na	na	na	na	na	na
Используется в эндодонтологии, перидонтологии, стоматологии, протезировании, небольшом съеме и на протезах	si	na	na	na	na	na	si	na
Автоматическая подача содового раствора	si	na	na	na	na	na	na	na
Имеется передвижная версия	si	op	na	na	na	na	na	na
Имеется версия только для снятия зубного камня	si	op	si	si	op (Sonic II)	op	na	na

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика			
Компания	GNATUS	DMC	Schuster
Устройство для снятия зубного камня	Jet Plus	Laxys Jet	Jet Laxis (Plus)
Ручка подачи соды под давлением, съёмная и стерилизуемая в автоклаве	si	na	si
Система автоматического вращения	si	na	na
Механизм дистанционного управления точной подачи воды	si	si	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика		
Компания	GNATUS	KONDORTEC
Устройство для снятия зубного камня	Jet Hand	Practical Jet
Ручка подачи соды под давлением, съёмная и стерилизуемая в автоклаве	si	si
Система автоматического вращения	si	si
Механизм дистанционного управления точной подачи воды	si	si

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика

Компания	Gnatus	Cristófoli	Biodont	Odontomedics	Odontomedis	Dabi	MZ	KAVO
Автоклав из нержавеющей стали	Bioclave	Vitale	Bio 12	Plus	LD	12 LX	Masterclave 12 liters	
Современный инновационный дизайн	si	na	na	na	na	na	na	si
Резервуар высокого давления из нержавеющей стали.	si	si	si	si	si	si	si	si
Дверца из инъекционного алюминия с покрытием стальной пластиной.	si	na	na	na	na	na	si	si
Кольцо уплотнения дверцы из силикона.	si	si	si	si	si	si	si	si
Внутренняя термоизоляция из стекловолна	si	si	si	si	si	si	si	si
11 Степеней защиты	si	na (по данным компании в продукции имеется 6 степеней защиты)	na	na	na	na	na	(по данным компании в продукции имеется 16 степеней защиты)
1 – Электронная система микро контроля (время/ температура)								
2 - Экстренная клавиша								
3 – Электронная система остановки цикла стерилизации								
4 – Термостат								
5 – герметизационное уплотнение с двумя клапанами от избыточного давления								
6 – анти-вакуумный клапан избыточно низкого давления								
7 – Соленоидный клапан								
8 – Силиконовое уплотнительное кольцо дверцы								
9 – Устройство безопасности предотвращающее случайное открытие дверцы.								
10 – Набор плавких предохранителей								
11 – Резиновые амортизаторы								
Индикация для мониторинга по манометру (давление / температура)	si	si	si	si	si	si	si	na
Щиток управления на передней панели (сигнализирует об операциях / кнопки управления)	si	si	si	si	si	si	si	si
Автоматический деаэратор	si	si	si	si	si	si	si	si
Напряжение питания 127 и 220 вольт (с рычагом переключения)	si	na	na	na	na	na	na	na
	12 литров	12 литров	4 литра	12 литров	12 литров	12 литров	12 литров	12 литров
		21 литров	12 литров	19 литров	19 литров		21 литров	
			21 литров		21 литров			

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика			
Компания	Gnatus	Cristófoli	Dabi
Автоклав из алюминия	Bioclave	Vitale	12 LX Blanche
Современный инновационный дизайн	si	na	na
Резервуар высокого давления из алюминия и стали.	si	si	si (углеродистая сталь)
Кольцо уплотнения дверцы из силикона.	si	si	si
Внутренняя термоизоляция из стекловолокна	si	si	si
11 степеней безопасности	si	na (по данным компании в продукции имеется 6 степеней защиты)	na
1 – Электронная система микро контроля (время/ температура)			
2 - Экстренная клавиша			
3 – Электронная система остановки цикла стерилизации			
4 – Термостат			
5 – Герметизационное уплотнение с двумя клапанами от избыточного давления			
6 – Антивакуумный клапан избыточно низкого давления			
7 – Соленоидный клапан			
8 – Силиконовое уплотнительное кольцо дверцы			
9 – Устройство безопасности предотвращающее случайное открытие дверцы.			
10 – Набор плавких предохранителей			
11 – Резиновые амортизаторы			
Индикация для мониторинга по манометру (давление / температура)	si	si	si
Щиток управления на передней панели (сигнализирует об операциях / кнопки управления)	si	si	si
Автоматический деаэратор	si	si	si
Напряжение питания 127 и 220 вольт (с кнопкой переключения)	si	na	na
	12 литров	12 литров	12 литров
		21 литр	

Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика			
Компания	GNATUS	KAVO	CRM
Набор мультимедиа	Kit Multimedia Standart	Kavo Cam	CRM Oral Cam
Монитор	si	na	na
Монитор ЖКИ 15дюймов VGA кабель передачи сигнала	si	na	na
Разрешение 1024 x 768	si	na	na
Цветной дисплей 16.2 млн. цветов	si	na	na
Угол обзора (H / V) 120 ~ 100°	si	na	na
Переключение питания в зависимости от источника	si	na	na
Камера	si	si	si
Замораживание изображений (до 8 изображений)	si	na	na
Может быть установлена с выводом непосредственно на монитор через кнопку на рукоятке наконечника для бормашины или непосредственно в компьютер через выход USB.			
Выбор изображений посредством кнопки на наконечнике	si	na	na
Система подсветки с использованием светодиодов и холодного света.	si	si	si
Встроенная защита линзы	si	na	na
Легкий наконечник, весит всего лишь около 40 г, подстраивается к держателю наконечника	si	si	si
Наконечник анатомической формы.	si	si	si
Прилагается держатель наконечника	si	na	na
Кабели наконечника из очень гибкого материала	si	si	na
Кнопка On / off (включено/выключено) на наконечнике	si	si	si
Переключение питания в зависимости от источника	si	si	si
Держатель	si	na	na
Высокомобильный	si	na	si
Легко устанавливаемый	si	na	si
Универсальный: позволяет поддерживать широкую гамму мониторов Vesa 75 (до 17 дюймов) и Vesa 100 (+ 17 дюймов)	si	na	na
Части (монитор, камера и держатель монитора) могут продаваться по отдельности			

Компания	GNATUS	ACTIVE WARE
Набор мультимедиа	Kit Multimídia Люксо	Intra Cam Evolution
Монитор	si	si
Монитор ЖКИ 15дюймов VGA кабель передачи сигнала	si	op
Разрешение 1024 x 768	si	op
Цветной дисплей 16.2 млн. цветов	si	op
Угол обзора (H / V) Visão 130° ~ 120°	si	op
Переключение питания в зависимости от источника	si	op
Камера	si	si
Замораживание изображений (до 8 изображений)	si	na
Может быть установлена с выводом непосредственно на монитор через кнопку на рукоятке наконечника для бормашины или непосредственно в компьютер через выход USB.		
Выбор изображений посредством кнопки на наконечнике	si	na
Система подсветки с использованием светодиодов и холодного света.	si	na
Встроенная защита линзы	si	na
Легкий наконечник, весит всего лишь около 40г., подстраивается к держателю наконечника	si	na
Наконечник анатомической формы.	si	si
Прилагается держатель наконечника	si	na
Кабели наконечника из очень гибкого материала	si	na
Кнопка On / off (включено/выключено) на наконечнике	si	na
Переключение питания в зависимости от источника	si	na
Держатель	si	si
Высокомобильный	si	si
Легко устанавливаемый	si	si
Универсальный: позволяет поддерживать широкую гамму мониторов Vesa 75 (до 17 дюймов) и Vesa 100 (+ 17 дюймов)	si	na
Части (Монитор, камера и держатель монитора) могут продаваться по отдельности		
Условные обозначения: si = устанавливается серийно / na = не доступно / op = может устанавливаться по желанию заказчика		

